

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Spis treści

Przegląd elementów obsługi.....	3
Ogólne uwagi	49
Specjalne informacje w zakresie bezpieczeństwa dotyczące wbudowanego akumulatora wielokrotnego ładowania	49
Szczoteczka do zębów	50
Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą tego urządzenia	50
Przegląd elementów obsługi / zakres dostawy	51
Ładowanie urządzenia	52
Wskazówki dotyczące użytkowania	52
Użytkowanie	52
Czyszczenie	52
Irygator do zębów	53
Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą tego urządzenia	53
Przegląd elementów obsługi / zakres dostawy	54
Ładowanie urządzenia	54

Wskazówki dotyczące użytkowania.....	54
Pierwsze użycie.....	54
Użytkowanie	54
Czyszczenie	55
Dane techniczne	55
Warunki gwarancji.....	55
Usuwanie	56

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Stacja ładowująca jest odpowiednia do użytkowania tylko w suchych pomieszczeniach.
- Nie dotykaj stacji ładowującej podłączonej do prądu mokrymi rękami!
- Wyłącz irygator i szczoteczka do zębów, gdy nie są używane, podczas mocowania akcesoriów, podczas czyszczenia lub w przypadku awarii.
- Nie używaj uszkodzonej stacji ładowującej.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, ale skonsultować się z uprawnionym i wyspecjalizowanym fachowcem.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.
Niebezpieczeństwo uduszenia!

Specjalne informacje w zakresie bezpieczeństwa dotyczące wbudowanego akumulatora wielokrotnego ładowania

UWAGA:

- Irygator i szczoteczka do zębów zawierają akumulator litowo-jonowy, którego użytkownik **nie** może wymieniać.

⚠ UWAGA:

- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora wielokrotnego ładowania. Wymienić tylko na taki sam lub równoważny typ.
- Nie narażać wbudowanego akumulatora na wielokrotnego ładowania uderzenia ani na działanie ciśnienia. Nie upuść irygatora i szczoteczki do zębów!
- Nie wystawiać urządzenia na intensywne działanie źródła ciepła, np. na bezpośrednie padanie promieni słonecznych. Także trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, itp.!
- Temperatura otoczenia powinna mieścić się między 0 °C a maks. 35 °C. Ciepło uszkadza akumulator wielokrotnego ładowania. Coraz niższe temperatury zmniejszają pojemność i żywotność akumulatora wielokrotnego ładowania.
- Nie należy ładować akumulatora wielokrotnego ładowania bez nadzoru.
- Odłącz stację ładującą od gniazda elektrycznego, jeśli nie zamierzasz używać irygatora i szczoteczki do zębów przez dłuższy czas.

Szczoteczka do zębów**Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą tego urządzenia****⚠ OSTRZEŻENIE o możliwości porażenia!**

- Utrzymywać urządzenie suche!
- Utrzymuj stację ładującą w stanie suchym.

OSTRZEŻENIE o możliwości porażenia!

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku przy bezpiecznym bardzo niskim napięciu. Należy je podłączać wyłącznie do źródeł zasilania zgodnych ze specyfikacjami na tabliczce znamionowej.
- Nie wymieniać żadnych części. Nie dokonywać żadnych modyfikacji. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenia nie należy używać bez założonej szczoteczki.
- To urządzenie służy do higieny zębów i jamy ustnej dla osób dorosłych.
- To urządzenie mogą użytkować dzieci i osoby z ograniczeniami fizycznymi, ruchowymi czy umysłowymi, z brakiem wiedzy czy doświadczenia, o ile są one pod nadzorem lub instruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

OSTRZEŻENIE:





Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 3 lat, jako, że istnieje możliwość pęknięcia i połknięcia małych elementów.

- Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Przegląd elementów obsługi/ zakres dostawy

Ilustracja A


- 1 Trzpień napędowy
- 2 Przycisk POWER 
- 3 Lampka kontrolna „C”
- 4 Lampka kontrolna „S”
- 5 Lampka kontrolna „M”
- 6 Lampka kontrolna „”

- 7 Główka szczotki
- 8 Szczoteczka
- 9 Kolorowy znacznik
- 10 Miejsca na szczoteczki
- 11 Powierzchnia ładowania szczoteczki do zębów
- 12 Stacja ładująca

Brak ilustracji

- 2 wymienne szczoteczki

Ladowanie urządzenia

1. Podłącz stację ładującą do prawidłowo zainstalowanego i zabezpieczonego gniazdka elektrycznego.
2. Umieść urządzenie na stacji ładującej. Wskaźnik ładowania  włącza się podczas ładowania.
3. Ładuj urządzenie przez 24 godzin przed pierwszym użyciem.

i WSKAZÓWKA:

- Po użyciu szczoteczki do zębów odłóż z powrotem na stację ładującą. Dzięki temu jest zawsze gotowa do użycia, nawet jeśli używasz jej kilka razy dziennie.
- Nawet wyłączony akumulator wielokrotnego ładowania wciąż się rozładowuje. W przypadku przewidywanego dłuższego okresu nieużytkowania urządzenia, akumulator urządzenia należy doładowywać przynajmniej raz na 4 do 8 tygodni.

Wskazówki dotyczące użytkowania



Szczoteczki

Zestaw obejmuje 3 szczoteczki z różnymi oznaczeniami kolorystycznymi. Można je przeznaczyć dla różnych użytkowników. 2 szczoteczki można przechowywać w miejscu na nie przeznaczonym na stacji ładującej.

Krwawienie dziąseł ...



Nieznaczne krwawienie z dziąseł jest rzeczą normalną w początkowym okresie używania szczoteczki do zębów. Jeśli krwawienie dziąseł będzie się utrzymywać, należy skonsultować się z dentystą.

Przycisk


Przycisk  włącza i wyłącza urządzenie. Możesz także użyć przycisku , aby wybrać programy.

Naciśnięcie przycisku	Kontrolka	Funkcja
Naciśnij 1	C (Clean)	Włącza urządzenie Do codziennego użytku
Naciśnij 2 razy	S (Sensitive)	Delikatnie myje zęby lub inne wrażliwe miejsca
Naciśnij 3 razy	M (Massage)	Dla delikatnego masażu dziąseł
Naciśnij 4 razy	Brak funkcji	Wyłącza urządzenie

Użytkowanie

1. Nałóż szczoteczkę skierowaną włosiem w stronę przycisku . Dociśnij szczoteczkę tak daleko, jak to możliwe.
2. Namoczyc głowicę szczoteczki i nałóż trochę pasty do zębów.
3. Oplukać usta wodą.
4. Przyłóż szczoteczkę do zębów przed włączeniem urządzenia za pomocą przycisku . Unikamy w ten sposób rozprysków.
5. Ustawić szczoteczkę na krawędzi dziąseł. Szczotkować na zewnątrz, wewnątrz oraz na powierzchni zębów. Powoli poprowadzić głowicę szczotki od zęba do zęba. Nie naciskać za mocno. W ten sposób czyść każdą z czterech ćwiartek jamy ustnej przez około 30 sekund. Urządzenie będzie sygnalizować te okresy krótkimi przerwami w pracy. Po 2 minutach czasu czyszczenia zalecanego przez dentystów szczoteczka wyłączy się automatycznie.

i WSKAZÓWKA:

Możesz wyłączyć szczoteczkę do zębów w dowolnym momencie podczas szczotkowania za pomocą przycisku .

Czyszczenie

! OSTRZEŻENIE:

- Wyłącz urządzenie. Wyjmij wtyczkę stacji ładującej z gniazdka podczas czyszczenia urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia i stacji ładującej w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

! UWAGA:

- Nie należy używać drucianych szczotek ani innych ściernych przedmiotów.
- Nie należy używać żrących ani silnie działających środków czyszczących.
- Można wytrzeć obudowę urządzenia za pomocą delikatnie nawilżonej szmatki.
- Wyjąć końcówkę szczoteczki. Oczyszczyć pod wodą bieżącą po każdym użyciu.
- Wytrzyj stację ładującą lekko wilgotną, ale nie moką, ściereczką.

Irygator do zębów

Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą tego urządzenia

OSTRZEŻENIE o możliwości porażenia!

- Utrzymywać urządzenie suche!
 - Utrzymuj stację ładującą w stanie suchym.
 - Urządzenie to jest przeznaczone do użytku przy bezpiecznym bardzo niskim napięciu. Należy je podłączać wyłącznie do źródeł zasilania zgodnych ze specyfikacjami na tabliczce znamionowej.
 - Nie wymieniać żadnych części. Nie dokonywać żadnych modyfikacji. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
-
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.
 - Urządzenia należy używać wyłącznie do płukania jamy ustnej.
 - Urządzenia nie należy używać bez dyszy.
 - Urządzenia należy używać wyłącznie z zimną lub letnią wodą.
 - Pojemnik na wodę należy opróżniać po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się bakterii.
 - Należy sprawdzić, czy podczas noszenia stałego aparatu ortodontycznego można korzystać z przyrządu do płukania jamy ustnej. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe szkody.
 - W przypadku chorób jamy ustnej i gardła należy zapytać się lekarza o możliwość korzystania z przyrządu do płukania jamy ustnej.
 - Urządzenie to może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby pozbawione doświadczenia i/lub wiedzy, o ile zapewniony zostanie odpowiedni nadzór.
 - Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem.

Przegląd elementów obsługi/ zakres dostawy

Ilustracja B

- 1 Dysza
- 2 Przycisk zwalniania dyszy
- 3 Przycisk ON/OFF
- 4 Przycisk MODE
- 5 Lampka kontrolna „Normal”
- 6 Lampka kontrolna „Soft”
- 7 Lampka kontrolna „Pulse/CH”
- 8 Kolorowy znacznik
- 9 Wężyk ssący
- 10 Filtr
- 11 Pierścień uszczelniający
- 12 Zbiornik na wodę
- 13 Pierścień uszczelniający
- 14 Pokrywa zbiornika na wodę
- 15 Powierzchnia ładowania irygatora doustnego
- 16 Miejsce na dysze
- 17 Stacja ładująca

Brak ilustracji

2 wymienne dysze

Ładowanie urządzenia

1. Podłącz stację ładującą do prawidłowo zainstalowanego i zabezpieczonego gniazdka elektrycznego.
2. Umieść urządzenie na stacji ładującej. Lampka kontrolna „CH” (ładowania) będzie migać podczas ładowania.
3. Ładuj urządzenie przez 24 godzin przed pierwszym użyciem.

i WSKAZÓWKA:

- Jeśli urządzenie jest w pełni naładowane, lampka kontrolna „CH” będzie świecić nieprzerwanie.
- Naładuj akumulator, jeśli lampka kontrolna „CH” miga podczas lub po użyciu urządzenia.
- Nawet wyłączony akumulator wielokrotnego ładowania wciąż się rozładowuje. W przypadku przewidywanego dłuższego okresu nieużytkowania urządzenia, akumulator urządzenia należy doładowywać przynajmniej raz na 4 do 8 tygodni.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Dysze

W zestawie znajdują się 3 dysze oznaczone czterema różnymi kolorami. Można je przeznaczyć dla różnych użytkowników. 2 dysze można przechowywać w miejscu na nie przeznaczonym na stacji ładującej.

Krwawienie dziąseł...

Podczas kilku pierwszych zastosowań przyrządu do płukania jamy ustnej może dojść do krwawienia dziąseł - jest to normalne zjawisko. Jeśli krwawienie dziąseł będzie się utrzymywać, należy skonsultować się z dentystą.

Przycisk MODE

Wybierz żądane ustawienie ciśnienia wody za pomocą przycisku MODE:

Normal: Najwyższe ciśnienie wody do normalnego czyszczenia.

Soft: Najniższe ciśnienie wody do delikatnego czyszczenia wrażliwych dziąseł.

Pulse: Ciśnienie wody w odstępach czasu do czyszczenia i masowania dziąseł.

i WSKAZÓWKA:

- Możesz dostosować ustawienie podczas użytkowania.
- Im wyższe ciśnienie wody, tym szybciej zużywa się wodę.

Pierwsze użycie

1. Zdejmij irygator doustny ze stacji ładującej.
2. Załóż dyszę. Przekręć dyszę tak, aby otwór był skierowany do przodu urządzenia.
3. Otwórz pokrywę zbiornika na wodę z tyłu urządzenia.
4. Napełnij zbiornik wody letnią wodą i ponownie zamknij pokrywę. Upewnij się, że pierścień uszczelniający jest prawidłowo zamontowany.
5. Wybierz ustawienie „Normal” za pomocą przycisku MODE.
6. Włącz urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF.
7. Pozwól, aby cała woda ze zbiornika wody przepłynęła przez dyszę, aby usunąć wszelkie osady.
8. Wyłącz urządzenie.
9. Przepłucz krótko dysze pod bieżącą wodą.

Przyrząd do płukania jamy ustnej będzie wówczas gotowy do użytkowania.

Użytkowanie

Zanim użyją państwo przyrządu do płukania jamy ustnej powinni państwo umyć zęby szczoteczką do mycia zębów.

1. Otwórz pokrywę zbiornika na wodę z tyłu urządzenia.
2. Napełnij zbiornik wody letnią wodą i ponownie zamknij pokrywę.

⚠ OSTRZEŻENIE:

Nie wlewaj gorącej wody!

3. Aby oczyścić dyszę proszę przed i po jej użyciu przepuszczać wodę przez głowicę dyszy i odprowadzić ją do umywalki (przy ustawieniu maksymalnego ciśnienia wody).

i WSKAZÓWKA:

Nie trzymaj urządzenia pod zbyt dużym kątem, w przeciwnym razie woda nie będzie mogła wytryskiwać z urządzenia.

- Następnie użyj przycisku MODE, aby wybrać żądane ustawienie „Normal”, „Soft”, „Pulse”).
- Nachyl się nad umywalką. Kieruj strumień wody wzdłuż dziąseł i zębów. Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej najbardziej, jak to możliwe. Czyść wszystkie cztery części ust w ten sposób. Trzymaj usta lekko otwarte, aby woda mogła wyciekać.

⚠ OSTRZEŻENIE:

Nie trzymaj dyszy zbyt blisko dziąseł lub zębów.

- Jeśli woda zostanie zużyta przed zakończeniem czyszczenia, wyłącz urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF. Dodaj więcej wody.
- W celu zakończenia pracy wyłącz urządzenie.

i WSKAZÓWKA:

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie wyłącza się automatycznie po 2 minutach.

- Urządzenie proszę czyścić jak opisano w punkcie „Czyszczenie”.

Czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE:

- Wyłącz urządzenie. Wyjmij wtyczkę stacji ładującej z gniazdka podczas czyszczenia urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia i stacji ładującej w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

⚠ UWAGA:

- Nie należy używać drucianych szczotek ani innych ściernych przedmiotów.
- Nie należy używać żrących ani silnie działających środków czyszczących.

- Pociągnij zbiornik na wodę w dół.
- Jeśli to konieczne, wylej pozostałą wodę ze zbiornika.
- Wyczyść wężyk ssący miękką ściereczką.
- Wyjmij filtr i wyczyść go ostrożnie pod ciepłą, bieżącą wodą.
- Ponownie włóż filtr do wężyka.
- Przepłucz zbiornik na wodę.
- Przełóż wężyk przez górny otwór zbiornika na wodę.
- Ponownie umieść zbiornik na wodę w urządzeniu. Zwróć uwagę na prowadnice i upewnij się, że pierścień uszczelniający jest prawidłowo zamontowany. Zbiornik wody musi słyszalnie zaskoczyć na swoim miejscu.
- Naciśnij przycisk zwalniający i zdejmij dyszę. Oczyszcz dyszę pod bieżącą, ciepłą wodą. Wysusz dyszę.
- Wilgotną ściereczką oczyść urządzenie i stację ładującą. Na koniec wytrzyj do sucha wszystkie części.

Dane techniczne

Model:..... PC-DC 3031
Masa netto: ok. 622 g
Stopień ochrony przed cieciami:..... IPX7*

Stacja ładująca

Stopień ochrony: II
Napięcie zasilające: 100-240 V~, 50-60 Hz
Pobór mocy: 1,2-2,8 W

Akumulator do

szczoteczki do zębów: 1 × 3,7 V, 650 mAh Li-Ion
Czas działania: maks. 4,5 godzin
Czas ładowania: ok. 24 godzin

Akumulator do

irygatora do zębów: 1 × 3,7 V, 1500 mAh Li-Ion
Czas działania: maks. 60 minuty
Czas ładowania: ok. 24 godzin

* To urządzenie jest zgodne z IPX7. Oznacza to, że urządzenie jest chronione przed chwilowym zanurzeniem.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkownika oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,

- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Wyrzucanie baterii / akumulatorów



Łrygator i szczoteczka do zębów zawierają akumulatory litowo-jonowe. Zużytych baterii / akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów domowych.

Akumulator należy wyjąć, zanim produkt zostanie poddany recyklingowi. Skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem.

Informacje na temat utylizacji baterii / akumulatorów można uzyskać od władz lokalnych lub miejskich.

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.