



1 Deutsch

Beschreibung dieses Thermometers

- Standby-Taste ON/OFF / 2. LCD / 3. Messsonde / 4. Schutzabdeckung

Bedienungsanleitung

Lesen und bewahren Sie diese Anleitung auf

Lesen Sie vor Verwendung dieses Gerätes bitte diese Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch. Entfernen Sie vor dem Ersteininsatz die transparente Schutzfolie vom Bedienfeld des Thermometers.

Merkmale

- Form des Saugers
Die Sonde des Thermometers in Form eines Saugers passt sich an den menschlichen Körper an.
- Sicher und nichttoxisch
Verwendung medizinischen Silikon-Materials in Lebensmittelqualität.
- Wasserfeste Sonde
Das Gerät hat eine Wasserfestigkeit von IP24. Einfach zu reinigen.
- Einfach zu bedienen mit genauer Lesesteuerung durch Mikrocomputer mit Signaltonen.
- Umweltfreundlich
Kein Glas, kein Quecksilber, keine Belastung der Umwelt und der Haut.
- Batterie: Keine Gefahr für Ihr Baby
Das Gerät lässt sich aus Sicherheitsgründen nicht öffnen. Somit besteht keine Gefahr, dass Ihr Kind die Batterie verschlucken könnte.

Sicherheitshinweise

Markierungen oder Symbole

	MUSS BEACHTET WERDEN Bedeutet „zwingend erforderlich“ mit detaillierten Angaben in Worten oder Zahlen in oder neben der Markierung. Das linke Zeichen bedeutet „allgemein zwingend erforderlich“.
	VERBOT Bedeutet „verboten“ mit detaillierten Angaben in Worten oder Zahlen in oder neben der Markierung. Das linke Zeichen bedeutet „allgemein verboten“.
	Warnung Bedeutet möglicher Personenschaden bei unsachgemäßem Gebrauch.
	Hinweis Bedeutet möglicher Personenschaden oder Sachschaden bei unsachgemäßem Gebrauch.

Warnungen

Vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch das Thermometer mit medizinischem Alkohol reinigen und desinfizieren.
• Ohne vorherige Desinfektion kann die Verwendung von Thermometern krankheitsregende Bakterien übertragen.

Dieses Thermometer ist nur für die orale Temperaturmessung von Babys und Kleinkindern bestimmt. Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Die Verwendung des Thermometers entgegen der Anweisungen kann zu Verletzungen oder irreführenden Informationen führen.

Prüfen Sie zur Sicherheit vor und nach jedem Gebrauch, ob das Silikon beschädigt ist.
• Ein beschädigtes Thermometer darf nicht benutzt werden!

Das Thermometer ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
• Kinder können das Thermometer beschädigen.

Reinigen und desinfizieren Sie das Gerät nur gemäß der in dieser Anleitung beschriebenen Methoden.
• Durch unsachgemäße Reinigung und Desinfektion kann das Gerät beschädigt werden oder zu Brand führen.

Die Messung dient nur der Gesundheitsüberwachung und als Referenz. Bitte führen Sie keine Diagnose und Behandlung auf der Grundlage der Messungen durch, die Sie selbst vorgenommen haben. Wenn Sie feststellen, dass die Körpertemperatur nicht normal ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Zerschneiden oder verkürzen Sie nicht das Silikon mit scharfem Werkzeug.
• Bei Wiederverwendung könnten Teile der Messsonde durch Beißen und Ziehen verschluckt werden.

Dieses Produkt sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Zündquellen platziert werden.
• Bei hohen Temperaturen kann sich das Gehäuse des Produktes verformen, auch bei Feuer.

Hinweise

Messen Sie die Temperatur nicht, nachdem Sie Ihrem Kind warme Flüssigkeiten gegeben haben.
• Warme Flüssigkeiten erhöhen temporär die orale Temperatur. Bei sofortiger Messung nach der Einnahme warmer Flüssigkeit wird eine erhöhte Körpertemperatur angezeigt.

Messen Sie die Temperatur nicht unmittelbar, nachdem Sie Ihrem Kind Medikamente gegeben haben, die die Körpertemperatur erhöhen könnten. Die Körpertemperatur könnte durch die Arzneimittelwirkung erhöht sein.

2 Deutsch

Bei der oralen Messung der Temperatur darf nicht gesprochen oder gegessen werden. Es sollte durch die Nase geatmet werden, um zu verhindern, dass die Messung durch inhalierte/ausgestoßene Atemluft beeinflusst wird.

Messen Sie die Körpertemperatur nicht, nachdem das Kind Sport getrieben oder gebadet hat.

Durch viel Sport wird die Körpertemperatur erhöht. Warten Sie bitte 15 bis 30 Minuten, bevor Sie die Temperatur messen.

Schützen Sie das Thermometer vor Stößen und Fallenlassen!

Die minimale Messzeit bis zum Signalton muss unbedingt eingehalten werden!

Der Betriebsumgebungs-Temperaturbereich für dieses Thermometer ist 10-40 °C (50-104 °F).

Das Thermometer muss entsprechend den technischen Spezifikationen gelagert werden.

Starke elektromagnetische Felder können die ichtige Funktion des Thermometers beeinträchtigen.

Empfehlungen

- Verwenden Sie dieses Thermometer nur für den vorgesehenen Zweck.
- Es ist verboten, das Produkt chemischen Lösungsmitteln, direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen auszusetzen.
- Messen Sie die Temperatur nicht, während Sie telefonieren.
- Messen Sie die Körpertemperatur nicht in elektromagnetisch stark gestörter Umgebung (wie z. B. Betrieb von Kurzwellen- oder Hochfrequenzgeräten, Mikrowelle).

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Setzen Sie dieses Thermometer nur für die orale Temperaturmessung ein. Es kann für Neugeborene oder Kleinkinder ohne Zähne verwendet werden.

Benutzung des Thermometers

Anzeigen im Display	
5	6
1. Temperaturwert / 6. Temperatureinheit (°C) / 7. Symbol für niedrigen Ladezustand der Batterie	

Err	1. Hardware-Fehler 2. Die Umgebungstemperatur überschreitet den zulässigen Bereich
Hi	Der Zielmesswert ist höher als 42,9 °C (109,9 °F)
Lo	Der Zielmesswert ist niedriger als 32,0 °C (89,6 °F)

Thermometer einschalten

Drücken Sie zum Einschalten des Thermometers auf die Standby/Scan-Taste (1). Ein kurzer Signalton zeigt an, dass das Thermometer eingeschaltet ist. Auf dem Display wird ein Selbsttest durchgeführt. Dabei sollten alle Segmente angezeigt werden. Auf dem Display (2) wird automatisch 1 Sekunde lang der letzte Messwert angezeigt. Bei einer Umgebungstemperatur von weniger als 32,0 °C (89,6 °F) erscheint auf dem Display „Lo“ und „C“. Das Thermometer ist jetzt einsatzbereit.

Funktionstest

Die korrekte Funktion des Thermometers wird automatisch bei jedem Einschalten geprüft. Wird eine Funktionsstörung erkannt (Thermistor-Kabelbruch oder Kurzschluss), sollte „Err“ auf dem LCD angezeigt werden, sodass eine Messung unmöglich wird. In diesem Fall muss das Thermometer ersetzt werden.

Hinweis auf hohe Körpertemperatur

Liegt der Messwert $\geq 37,8$ °C (100,0 °F), ist 10 Sekunden lang ein schneller Signalton zu hören, der darauf hindeutet.

Gebrauch des Thermometers

Um die Genauigkeit der Messung zu gewährleisten, schalten Sie zunächst das Thermometer ein. Geben Sie dann die Sonde in den Mund und halten ihn geschlossen.

Bei der Messung wird die aktuelle Temperatur laufend angezeigt und das „C“-Symbol blinkt. Wenn der Signalton 10 Mal zu hören ist und „C“ nicht mehr auf dem Thermometer blinkt, wurde die End-Temperatur bestimmt. Dies ist nicht die endgültige Ablesung. Lassen Sie das Thermometer etwa 3-5 Minuten im Mund, um die endgültige Messung zu erhalten.

Ist der Messwert höher als 37,8 °C (100,0 °F), ist der Signalton „BI-BI-BI“ 10 Mal zu hören, der auf den hohen Wert hinweist. Wenn die Person sich unwohl fühlt oder die Körpertemperatur deutlich höher als die normale Temperatur ist, fahren Sie sofort ins Krankenhaus und suchen Sie einen Arzt auf.

Um die Batterielebensdauer zu erhöhen, schalten Sie das Thermometer aus, indem Sie auf „ON/OFF“ drücken. Wenn Sie vergessen, das Thermometer auszuschalten, wird es durch die Energiesparmodus-Funktion automatisch ausgeschaltet. Wird das Thermometer nicht benutzt, schaltet es nach etwa 7,7 Minuten $\pm$ 1 Minute automatisch in den Standby-Status.

Messmethoden

Geben Sie den Sauger in den Mund, so dass der Sauger guten Kontakt zum Gewebe hat. Zeigen Sie dem Baby, den Mund zu schließen und gleichmäßig durch die Nase zu atmen, um zu verhindern, dass die Messung durch inhalierte/ausgestoßene Atemluft beeinflusst wird. Nehmen Sie nach der Messung den Sauger aus dem Mund.

Aus hygienischen Gründen sollte der Sauger vor und nach der Messung gereinigt und desinfiziert werden. Das Reinigungs- und Desinfektionsverfahren wird später noch im Handbuch beschrieben.

Sobald die Messung abgeschlossen ist, lesen Sie den Wert auf der LCD-Anzeige. Drücken Sie nach der Temperaturmessung auf die „Standby/Scan“-Taste (1) (Wenn Sie vergessen haben, das Thermometer auszuschalten, schaltet es automatisch in ca. 7,7 Minuten $\pm$ 1 Minute aus).

3 Deutsch

Reinigung und Desinfektion

Reinigen Sie die Messsonde des Thermometers mit einem medizinischen Alkoholtupfer (≥ 75 % oder einem mit Alkohol (70 % Isopropyl) angefeuchteten Baumwollgewebe.

Reinigen Sie aus hygienischen Gründen bitte vor und nach dem Messen die Messsonde entsprechend der oben genannten Verfahren. Wenn das Gehäuse verschmiert ist, säubern Sie das Äußere des Thermometers mit einem weichen, trockenen Tuch.

HINWEISE:

- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Nur die Messsonde (3) ist wasserbeständig. Tauchen Sie nie dieses Thermometer in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Desinfizieren Sie das Gerät nur auf die beschriebene Art und Weise.

Instandhaltung

- Keine Einrichtung oder Einzelperson darf das Produkt warten oder reparieren. Wenn Sie vermuten, dass das Produkt nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Händler, um den Fall zu behandeln.
- Der Benutzer darf weder das Gerät noch die Zubehörteile reparieren. Bitte wenden Sie sich für Reparaturen an den Händler.
- Das Öffnen des Produktes durch nicht autorisierte Stellen ist nicht erlaubt und wird jeden Garantiespruch aufheben.

WARNUNG: Das Gerät darf nicht modifiziert werden!

Lagerung

Setzen Sie das Thermometer keiner direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Flammen, Vibrationen oder Stößen aus.

Kalibrierung

Das Thermometer wird zunächst zum Zeitpunkt der Herstellung kalibriert. Wir empfehlen, dieses Thermometer alle zwei Jahre oder nach Einwirkungen auf das Gerät (z. B. Herunterfallen) auf Genauigkeit zu überprüfen. Wenn Sie die Messgenauigkeit in Frage stellen, kontaktieren Sie bitte den Händler oder Hersteller. Die Kontaktdetails finden Sie am Ende der Bedienungsanleitung.

Zubehör

Verwenden Sie nur Original-Zubehör. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit.

Menge	Teile
1 Stück	FT 3618 (FDTH-VO-7)-Gerät
1 Stück	Schutzabdeckung
1 Stück	Bedienungsanleitung

Fehlerbehebung

Fehlermeldungen	Mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Reaktion	Batterie aufgebraucht?	Die Batterie kann nicht gewechselt werden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen.
	Die gemessene Temperatur liegt nicht im gewöhnlichen menschlichen Temperaturbereich (32,0-42,9 °C oder 89,6-109,9 °F) Hi = zu hoch Lo = zu niedrig	Befolgen Sie die Anweisungen der Bedienungsanleitung und messen Sie erneut die Körpertemperatur.
	Hardware-Problem	Kontaktieren Sie den Händler oder Hersteller wegen der Beeinträchtigung.

Technische Spezifikation

Modell	FT 3618 (FDTH-VO-7)
Messmodus	Höchste Temperatur
MessTyp	Nicht extrapolierendes Thermometer
Messbereich	32,0-42,9 °C (89,6-109,9 °F)
Messgenauigkeit	$\pm 0,1$ °C (oder $\pm 0,2$ °F): von 35,5-42,0 °C (95,9-107,6 °F) $\pm 0,2$ °C (oder $\pm 0,4$ °F): von anderen Bereichen
Digitale Erhöhung der angezeigten Temperatur	0,1 °C / 0,1 °F
Betriebsumgebung:	10-40 °C (50-104 °F); 20-95 % relative Luftfeuchtigkeit; 800 hPa - 1060 hPa
Transport- und Lagerumgebung:	-25-55 °C (-13 bis 131 °F); ≤ 95 % relative Luftfeuchtigkeit; 700 hPa - 1060 hPa
Spannungsversorgung	1,5 V, eine LR41-Batterie
Batterielebensdauer	ca. 1500 Messungen
Messzeit	Weniger als 150 s (für Wasserbad)
Messspeicher	Letzte Speicheranzeige
Hinweis auf hohe Körpertemperatur	$\geq 37,8$ °C (100,0 °F)
Wasserdichtheitsklasse	IP24
Elektrischer Schlag	Medizinisches Gerät mit interner Stromversorgung
Anwendungsteil	Anwendungsteil vom Typ BF
Betriebsmodus	Dauerbetrieb

4 Deutsch

HINWEIS: Darf nicht sterilisiert werden.
Nicht für die Verwendung in einer SAUERSTOFFFREICHEN UMGEBUNG.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Liste an Normen

Famidoc Technology Co., Ltd. erklärt, dass das Modell FT 3618 (FDTH-VO-7) folgenden einschlägigen Normen entspricht:

EN ISO 15223-1	Medizinisches Gerät - Die im Zusammenhang mit medizinischen Geräten zu verwendenden Typenschilder, Kennzeichnungen und Informationen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 1041	Die vom Hersteller eines medizinischen Gerätes bereitgestellten Informationen
EN 60601-1	Medizinisches elektrisches Gerät, Teil 1: Allgemeine Anforderungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale
EN 60601-1-2	Medizinisches elektrisches Gerät, Teil 1-2: Allgemeine Anforderungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale - Ergänzungsnorm: Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen und Prüfungen
EN 12470-3	Fieberthermometer - Teil 3: Leistung kompakter elektrischer Thermometer (nicht extrapolierend und extrapolierend) mit maximalem Gerät
EN 62304	Medizinische Geräte-Software - Software-Lebenszyklus-Prozesse
EN ISO 10993-1	Biologische Beurteilung von Medizingeräten - Teil 1: Beurteilung und Prüfungen im Rahmen eines Risikomanagementprozesses

Normierte Symbole

	Befolgen Sie die Bedienungsanleitung
	Anwendungsteil vom Typ BF
	Entsorgung gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)
	Entspricht der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42/EWG und die geänderte Richtlinie 2007/47/E.G). Die notifizierte Stelle ist SGS United Kingdom Ltd.
	Herstellereinformationen: Der Hersteller ist: Famidoc Technology Co., Ltd.
	Chargecode
	Repräsentant der Europäischen Gemeinschaft.
	IP-Code des Gerätes: Grad gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern dieses Gerätes - $\geq 12,5$ mm Durchmesser (und gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit dem Finger); der Grad der Wasserdichtheit ist Spritzwasser.
	Herstellungsdatum

Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den am Ort des Einsatzes geltenden Vorschriften.
Entsorgen Sie es an öffentlichen Sammelstellen in den EU-Ländern - 2012/19/EU WEEE-Richtlinie.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden, die für die Entsorgung zuständig sind.

HINWEISE:
Das Thermometer enthält eine Alkaline-Batterie (Knopfzelle LR41). Ein Batteriewechsel ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Erscheint im Display das Symbol ▼, entsorgen Sie das Thermometer.

Entsorgen Sie zum Schutz der Umwelt leere Batterien beim Händler oder an entsprechenden Sammelstellen gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen.

Software-Version

Die Software-Version dieses Thermometers ist Ver. 1.0

Garantie

- Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum (Kassenbonn). Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg.
- Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht auch kein Anspruch auf neue Garantieleistungen. Diese Garantiekündigung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller des Geräts. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nacherfüllung, Rücktritt, Schadensersatz und Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt.

Service

Im Service-/Garantiefall wenden Sie sich bitte an unseren Dienstleister **SLI** (Service Logistik International).

Internet-Serviceportal www.sli24.de

Sie können sich dort direkt anmelden und erhalten alle Informationen zur weiteren Vorgehensweise Ihrer Reklamation. Über einen persönlichen Zugangscode, der Ihnen direkt nach Ihrer Anmeldung per E-Mail übermittelt wird, können Sie den Bearbeitungsablauf Ihrer Reklamation auf unserem Serviceportal online verfolgen.

5 Deutsch

Hersteller:

Famidoc Technology Co., Ltd.
No. 212 Yilong Road, Hexi Industrial Zone, Jinxia, Changan Town, Dongguang 523853, Guangdong Province, P.R. China.
Tel.: +86-769-89272488 Fax: +86-769-89272498
Webseite: www.famidoc.com

Bei Fragen wenden Sie sich an:

Repräsentant für Europa:

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, D-20537 Hamburg, Germany
Tel.: 0049-40-2513175 Fax: 0049-40-255726
E-Mail: shholding@hotmail.com

Importeur:

Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen

5 English

Description of this Thermometer

- Standby button ON/OFF / 2. LCD / 3. Measuring probe / 4. Protective cover

Instruction Manual

Read and save these instructions

Before using your device, please read this instructions and warnings completely. Remove the transparent protective layer from the thermometer panel before the first use.

Features

- Stimulation of nipple
The thermometer probe of the nipple adopts simulation design, accord with human body engineering.
- Safe and non-toxic
Use of medical and food grade silicone material, safe non-toxic. The device comes up to IP24, easy to clean.
- Easy to operate with accurate reading
Control by micro - computer with Buzz.
- Friendly environmental protection
No glass, no mercury, no pollution to environment and skin.
- Battery: No hazards for babies
For safety reasons the device cannot be opened, thereby preventing hazards of children swallowing the battery.

Safety Precautions

Marks or Symbol

	MUST OBSERVE Means Obligatory with detailed items expressed in words or figures within or beside the mark. Left one means General Compulsory.
	PROHIBITION Means Forbidden with detailed items expressed in words or figures within or beside the mark. Left one means General Forbithen.
	Means a possibility of personal injury in case of improper use.
	Means a possibility of personal injury or property damage in case of improper use.

Warning

Before the first use and after every successive use, clean and sanitize the thermometer's using medical alcohol.
• Use of thermometer without prior disinfection may communicate pathogenic bacteria.

This product is only used to measure the baby and children's oral temperature use, please do not use for other than the intended use. The use of expectations may cause injury or misleading information to you or patients.

For safely reasons, check the silicone for damage before and after each use.
• A damaged thermometer must not be used!

The thermometer is not a toy, store it in a safe place out of reach of children.
• Children may damage the thermometer.

Do not use the unexpected method of cleaning and disinfecting by cleaning and disinfection of thermometer.
• Unexpected cleaning and disinfection way may damage the equipment or cause fire.

The measuring result can only used for health monitoring and reference. Please don't conduct diagnose and treatment based on the measuring result, if you find the body temperature is abnormal, please contact your doctor.

Don't use the sharp tool, scissors etc. to scissor, cut, shear, scratch the measuring probe.

• When you use again, the measuring probe parts may be peeled off and swallowed by the bite and pull.

This product should not be placed in the near heat source or sources of ignition.
• High temperature may cause the product to the deformation of the casing, and even the fire.

6 English

Notice

Don't take temperature after drinking hot water.
• The hot water will enhance the oral temperature temporarily, it will cause the overhigh body temperature by immediately use.

Don't take the temperature immediately when you take the medicine which may enhance the body temperature.
The body temperature may be enhanced under the drug effect.

Don't talking and eating when you are measuring the oral temperature. And during the measure, use nose to breathe to prevent the measuring probe be exposed into air.

When open the mouth, the air will flow into and the probe is exposed which cause the inaccurate measuring result.

Don't take temperature after sports, bath or swimming.
The furious sports will enhance the body temperature. Please waiting for 15 to 30 minutes in the room, then to use the thermometer.

Protect the thermometer from impact and dropping!

The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception.

The operating ambient temperature range for this thermometer is 10-40 °C (50 - 104 °F).

The thermometer must be stored according to the technical specifications.

Strong electromagnetic fields can effect the correct functions of the thermometer.

Recommendations

- Don't use this thermometer for other purposes.
- It is forbidden to leave the product exposed to any chemical solvent, direct sunshine or high temperature.
- Do not measure while talking on the phone.
- Do not measuring while near the high frequency equipment (such as high-frequency electrotome, microwave ovens).

Intended Use

Except for measurement of oral temperature, don't use this product for other purposes. It can be used for anybody, e.g. for new-born and children without teeth.

How to Use the Thermometer

Display information	
5	6
1. Temperature value / 6. Unit of temperature (°C) / 7. Low battery symbol	
Err	1. Hardware failure 2. The ambient temperature exceeds the scope of design
Hi	The target value of measuring value is higher than 42.9 °C (109.9 °F)
Lo	The target value of measuring value is lower than 32.0 °C (89.6 °F)

Turning on the Thermometer

To turn on the thermometer, press the Standby/ Scan button (1), a short beep signals (thermometer ON). A display shelf-test is performed, all segments should be displayed. The test measurement reading will be shown on the display (2) automatically for 1 second. Then at an ambient temperature of less than 32.0 °C (89.6 °F), an „Lo“ and “°C“ appear at the display (2). The thermometer is now ready for use.

Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (thermistor is open-circuit or short-circuit), should be showing the "Err" in the LCD, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

High body temperature hint function

If the measurement value ≥ 37.8 °C (100.0 °F) a rapid beeping will be sound for 10 seconds to hint.

Using the thermometer

To ensure the accuracy of the measurement, turn on the thermometer at first. Then put the probe inside the mouth to keep close status.

When taking a measurement, the current temperature is

